

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων
Διευθύντρια : Δρ.Ελένη Περγάντου
Τηλέφωνο : 213-2013767, 213-2013756

Αθήνα, 24/02/2026

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΛΩΝ NUCLEOSEQ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
SEQUENCING ΜΕ BIGDYE TERMINATORS v3.1**

- Kit για καθαρισμό Dye terminators από μίγματα αντιδράσεων sequencing με spin columns
- Να επιτυγχάνει αποτελεσματική απομάκρυνση των dye terminators (π.χ. BigDye™ terminators) χωρίς κατακρίμνηση με αιθανόλη
- Η απομάκρυνση να γίνεται με κολώνες φυγοκέντρησης (spin columns)
- Να περιέχει σωληνάρια συλλογής των 2 ml
- Κάθε κολώνα να είναι κατάλληλη για καθαρισμό ποσότητας τουλάχιστον 20μl από το μείγμα της αντίδρασης sequencing
- Ο χρόνος καθαρισμού να είναι μέχρι 5 λεπτά για κάθε δείγμα
- Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 καθαρισμών
- Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η Διευθύντρια της Μ.Α.Δ

Ελένη Περγάντου

Γ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΓΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΡΙΘΜ. 09006402803 - ΑΜ ΤΣΑΥ: 743-4