

Προδιαγραφές - Silver Impregnation for reticulin Stain kit

- Να είναι πλήρες kit και να περιέχει τα διαλύματα:
α) Potassium permanganate 0,25-0,5%, β) Acid activation buffer, γ) Oxalic acid 1-5%, δ) Ferric ammonium sulphate 1-5%, ε) Ammonia 1-3%, στ) Silver nitrate 1-2,5%, ζ) formaldehyde 5-10%, η) methanol <0,5% και θ) Sodium hyposulphite fixing solution.
- Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 35 min.
- Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8° C.
- Να είναι κατάλληλο για 100 tests
- Να φέρει σήμανση CE-IVD.
- Να κατατεθούν το TECHNICAL DATASHEET και το MATERIAL SAFETY DATASHEET (MSDS), από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Να κατατεθεί δείγμα, σε περίπτωση που το προσφερόμενο kit δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά από το εργαστήριο.

Η ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Δρ. Καλλιόπη Στεφανάκη
Διευθύντρια
Παθολογοανατομικού τμήματος
Νοσ. Παιδων Αγία Σοφίας
Αδελφ. 12078204143 ΤΕΛ: 68091
ΓΡ: 040301