

Προδιαγραφές για διαγνωστικά δισκία εμποτισμένα με Bacitracin 10 units

Διαγνωστικά δισκία εμποτισμένα με bacitracin 10 units. Να είναι σε συσκευασία των 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία με δικό της αφυγραντικό, αποφεύγοντας έτσι την έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Να είναι κατάλληλα για τους διανεμητές OXOID (8 θέσεων στρογγυλό 90mm, 12 θέσεων στρογγυλό 140mm και 16 θέσεων τετράγωνο 120x120mm). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.


ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 56221

Προδιαγραφές για διαγνωστικά δισκία εμποτισμένα με Ortochin

Διαγνωστικά δισκία εμποτισμένα με ortochin (ethylhydrocuprein hydrochloride) που βοηθούν στην διαφοροποίηση του *Streptococcus pneumoniae* από τους άλλους *Streptococcus spp.*

Να είναι σε συσκευασία των 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία με δικό της αφυγραντικό, αποφεύγοντας έτσι την έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Να είναι κατάλληλα για τους διανεμητές OXOID (8 θέσεων στρογγυλό 90mm, 12 θέσεων στρογγυλό 140mm και 16 θέσεων τετράγωνο 120x120mm). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ. ΤΣΑΥ. 56221