

**Προδιαγραφές για ταχεία ποιοτική ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
(FOB)**

- Σετ ταχείας ποιοτικής ανίχνευσης ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με ανοσοενζυμική τεχνική (ανοσοχρωματογραφία -lateral flow assay-) σε πλακίδια.
- Να ανιχνεύει ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη σε δείγμα κοπράνων με μέγιστο κατώτερο όριο ανίχνευσης συγκέντρωσης 30ng/mL.
- Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από τη δίαιτα του ασθενή.
- Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα τουλάχιστον 97,2% και 99,2% αντίστοιχα.
- Η απάντηση να δίνεται εντός 5 λεπτών maximum.
- Το kit να περιέχει:
 - α. ενσωματωμένο control ελέγχου του αποτελέσματος στην πλάκα.
 - β. να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εξέταση και τα σωληνάρια συλλογής του δείγματος.
- Το δείγμα να μπορεί να συντηρηθεί στα σωληνάρια στο ψυγείο τουλάχιστον για τρεις μέρες.
- Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παραλαβή της παραγγελίας.
- Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
- Οι συμμετέχουσες εταιρείες να αποστέλλουν από πέντε πλήρη αντιδραστήρια της προσφοράς τους, καθώς και τα εσώκλειστα φυλλάδια όπου θα αναγράφονται η ευαισθησία και η ειδικότητα, όπως και το όριο ανίχνευσης και η μέθοδος σύγκρισης της μεθόδου.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 56221