

Προδιαγραφές για δισκία εμποτισμένα με οξειδάση (oxidase test)

Διαγνωστικά δισκία εμποτισμένα με αντιδραστήριο οξειδάσης για την ταχεία ανίχνευση της ενζυμικής δραστηριότητας της κυτοχρωμικής οξειδάσης σε μικροοργανισμούς και τη διαφοροποίηση οξειδάση-θετικών από οξειδάση-αρνητικούς μικροοργανισμούς.

- Να είναι σε συσκευασία των 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία με δικό της αφυγραντικό, αποφεύγοντας έτσι την έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα του αντιδραστήριου και να αλλοιώσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
- Τα δισκία να εξασφαλίζουν ταχεία και σαφή χρωματική αντίδραση (εντός ολίγων δευτερολέπτων) σε παρουσία οξειδάσης, με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.
- Να είναι κατάλληλα για χρήση σε συνήθεις μικροβιολογικές διαδικασίες (άμεση επαφή αποικίας με το δισκίο ή μεταφορά με αποστειρωμένο εργαλείο).
- Να φέρουν σήμανση IVD CE Mark