

Νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
Τμήμα Νευροαναπτυξιακών
Τηλ.: 2132013469
Email: iatriki-genetiki@med.uoa.gr

ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

GOTAQ G2 HOT START COLORLESS MASTERMIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Το είδος πρέπει να:

- Είναι σε 20 συσκευασίες των 100 αντιδράσεων.
- Είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή 2x master mix σύστασης 400μM dATP, 400μM dGTP, 400μM dCTP, 400μM dTTP and 4mM MgCl₂ (pH8.5).
- Ενεργοποιείται θερμικά (Hot Start), με θέρμανση στο πρώτο βήμα της PCR στους 94–95°C για δύο (2) λεπτά προσφέροντας υψηλή ειδικότητα και αποφυγή μη ειδικών ενισχύσεων.
- Περιλαμβάνει δύο (2) σωληνάρια με νερό ελεύθερο νουκλεασών (nuclease free water).
- Να διατίθεται με πιστοποιητικό ανάλυσης από τον κατασκευαστή (certificate of Analysis).

Π. ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΔΙΝΤΗΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
Αθήνα, 15/05/26