

Rose Bengal slide test

Δοκιμή ρυθμισμένου αντιγόνου Brucella ή ταχεία διαδικασία συγκόλλησης σε αντικειμενοφόρο πλάκα για την άμεση ανίχνευση αντισωμάτων (IgG και IgM) κατά της Brucella σε ανθρώπινο ορό και ζωικό ορό.

Το kit να περιλαμβάνει 1 αντιδραστήριο Rose Bengal Antigen 1ml για 100 τεστ, 1 Brucella θετικό control 1 ml, 1 Αρνητικό control 1ml, αντίστοιχες κάρτες τεστ, 100 αναλώσιμους αναδευτήρες, Η ελάχιστη ανιχνεύσιμη μονάδα (ευαισθησία) να είναι 25 IU/ml, δοκιμασμένη έναντι της 2^{ης} Διεθνούς Πρότυπης Παρασκευής ορού αντί Brucella abortus (NIBS/WHO). Ειδικότητα :100%, Αποθήκευση σε Θερμοκρασία 2-8°C και σταθερότητα έως ημερομηνία λήξης. Αντιγόνο και μάρτυρες έτοιμοι για χρήση. Αποθήκευση ορού έως μια βδομάδα. Για μεγαλύτερο διάστημα σε -20° C. Να μην βγάζει >20% ψευδώς θετικά αποτελέσματα