

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα για τη μέτρηση MIC μυκήτων

Σύστημα για τη μέτρηση της ευαισθησίας μυκήτων με τη μέθοδο MIC μικροαραιώσεων.

Να περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα αντιβιοτικά (anidulafungin, amphotericin B, caspofungin , fluconazol , 5-fluorocytosin , itraconazol , micafungin , posaconazol και voriconazol) με τουλάχιστον έντεκα αραιώσεις έκαστο.

Να περιλαμβάνει δείκτη που περιορίζει το trailing effect και δείκτη ανάπτυξης. Να δίνει αποτέλεσμα σε 24h και 48h. Να είναι συμβατό με τις οδηγίες κατά EUCAST

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΓΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΞΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ. 56221