

- Οι κυβέττες ACT+ να είναι μίας χρήσης και κάθε μια να διαθέτει μικρο-τριχοειδές σύστημα ροής αίματος προκειμένου να εξασφαλίζει την βέλτιστη ευαισθησία σε όλες τις μετρήσεις.
- Να είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της αντιπηκτικής δράσης της ηπαρίνης σε εύρος συγκέντρωσης ηπαρίνης από 1 - 6 u/ml.
- Να είναι ξεχωριστά συσκευασμένες και σε κάθε συσκευασία να αναφέρεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης .
- Οι κυβέττες ACT+ να εξασφαλίζουν μετρήσεις χωρίς επηρεασμό από την απροτινίνη.
- Οι κυβέττες ACT + να είναι συμβατές με τον αναλυτή Hemochron Signature Elite. Το kit να περιλαμβάνει 45 κυβέττες μιας χρήσης.