

A/A	Τεχνικές προδιαγραφές
1	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS
1.1	Να επιτρέπει την απομόνωση προϊόντων PCR από γέλη αгарόζης
1.2	Να επιτρέπει τον καθορισμό προϊόντων PCR
1.3	Η έκλουση των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όγκο 15-30μL
1.4	Η διαδικασία για το καθαρισμό του προϊόντος PCR θα πρέπει να πραγματοποιείται για το κάθε δείγμα σε λιγότερο από 10 λεπτά
1.5	Μετά τον καθαρισμό/απομόνωση το δείγμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις αλληλούχισης ή αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)
1.6	Η τεχνολογία για την απομόνωση/καθαρισμό προϊόντων PCR να στηρίζεται στην χρήση μεμβράνης πυριτίου