

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1	kit λήψης δειγμάτων κοπράνων με υλικό μεταφοράς και κανονικό flocked στυλεό	Να προσφερθεί kit τεχνολογίας LBM για λήψη δείγματος κοπράνων ή rectal swabs για τη συντήρηση παθογόνων στα κόπρανα για 24 - 48 ώρες ανάλογα του είδους σε θερμοκρασία δωματίου ή μέχρι 72 ώρες σε ψύξη (2-8°C). Να πρόκειται για ένα σύστημα συλλογής δειγμάτων από κόπρανα που να απλοποιεί την συλλογή, μεταφορά και την επεξεργασία μετατρέποντας τα στερεά και ημι-στερεά δείγματα σε υγρή μορφή. Το κάθε set να περιλαμβάνει σωληνάριο με βιδωτό πώμα διαστάσεων 12x80mm, που να περιέχει 2ml τροποποιημένο Cary-Blair και στυλεό λήψεως flocked με άκαμπτο πλαστικό στέλεχος. Ο στυλεός να είναι τύπου τεχνολογίας "Flocked" ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λήψη αλλά και αποδόση του υλικού του δείγματος στα σωληνάριο συντήρησης. Να είναι κατάλληλος για πολλαπλές εφαρμογές όπως αντιγονικές αντιδράσεις, μοριακές τεχνικές, τεχνικές άμεσου ανοσοφθορισμού (DFA), βακτηριολογικές και ιολογικές καλλιέργειες. Προ της χρήσης του να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να υπάρχουν διεθνείς βιβλιογραφίες αναγνωρισμένων ιδρυμάτων με αναφορές στην χρήση των συγκεκριμένων στείλων. Να προσφερθεί σε συσκευασία των 50 set. Να έχει IVD CE Mark.	50 set υλικού μεταφοράς και στυλεού λήψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ι.Τ.Υ.Ε. - ΙΤΥΕ