

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 20ml προγεμισμένο με φορμόλη κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να φέρει ειδική σχεδίαση με την οποία η φορμόλη να είναι συγκεντρωμένη στο πάνω μέρος του δοχείου, ενώ στο κάτω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή όπου θα περιέχεται το PBS κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα σε ασφαλή περιοχή με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν ιστολογικές εκτομές. Μετά την εισαγωγή του ιστού εντός του PBS (στο κάτω μέρος του δοχείου) το οποίο να κλείνει ερμητικά, να μπορεί να γίνει απελευθέρωση της συμπυκνωμένης φορμόλης (από το πάνω μέρος του δοχείου) με απόλυτη ασφάλεια και με μηδενική επιστροφή. Μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών ο ιστός να μονιμοποιείται σε ουδέτερη buffer φορμόλη 10%. Η χρήση του να ενδείκνυται για κάθε είδους συμπαγών βιοψιών, καθώς και βιοψιών με έντονη συγκόλληση (π.χ. λήψεις από γαστροσκοπήσεις).

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 60ml προγεμισμένο ουδέτερης buffer φορμόλης (10% NBF) κατάλληλο για την συλλογή και μεταφορά ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να φέρει ειδική σχεδίαση με την οποία η φορμόλη να είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρος του δοχείου, ενώ στο πάνω μέρος του δοχείου να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιοχή όπου κατά το άνοιγμα του δοχείου να τοποθετείται το ιστολογικό παρασκεύασμα σε ασφαλή περιοχή με μηδενική διαρροή αναθυμιάσεων της φορμόλης για το προσωπικό του χειρουργείου ή των ενδοσκοπικών τμημάτων που εκτελούν ιστολογικές εκτομές. Η απελευθέρωση και άμεση εισαγωγή του ιστού εντός της φορμόλης (στο κάτω μέρος του δοχείου) να επιτελείται άμεσα μετά το πλήρες βίδωμα του καπακιού του δοχείου, το οποίο να κλείνει ερμητικά, με απόλυτη ασφάλεια από τη διαρροή υγρών και αναθυμιάσεων. Στο σώμα του δοχείου να παρέχεται μεγάλη περιοχή επικόλλησης ετικέτας με τα στοιχεία του περιστατικού.

Τα ανωτέρω είδη να:

- 1) Να φέρουν ένδειξη CE-IVD.
- 2) Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μηνών.
- 3) Κάθε συσκευασία δοχείων να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική.

Με εκτίμηση

Αμούτζια Μόρφω

Προϊσταμένη

Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

τηλ. 2132013078, 2132013059

email: m.amoutzia@paidon-agiasofia.gr



Νοσοκομείο Παιδών
"Η Αγία Σοφία"