

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Grocott Stain Kit

Grocott Stain Kit (for fungi). Για μύκητες

- Να είναι πλήρες kit και να περιέχει τα διαλύματα:
α) Periodic acid, β) Sodium bisulfide 1-5%, γ) Hexamethylenetetramine 40-60%,
δ) silver nitrate 5-10%, ε) Sodium borate 5-8,5%, στ) Gold chloride <0,5%, ζ)
Sodium thiosulfate και η) Light green.
- Η διαδικασία να έχει μέγιστη διάρκεια 1 h και 50 min.
- Το kit να έχει θερμοκρασία φύλαξης 2-8° C.
- Να είναι κατάλληλο για 120 tests
- Να φέρει σήμανση CE-IVD.
- Να κατατεθούν το DATASHEET και το SDS, από τα οποία θα αποδεικνύεται η
συμφωνία με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Να κατατεθεί δείγμα, σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά από το
εργαστήριο.

Η ΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ