

Τεχνικές Προδιαγραφές συνδετικού τραχειοστομίας για χορήγηση θεραπείας υψηλής ροής

1. Να είναι κατάλληλο για χορήγηση θεραπείας υψηλής ροής μέσω θερμαινόμενων και με ύγρανση αερίων, σε ασθενείς με τραχειοστομία.
2. Να είναι πιστοποιημένο βάσει των οδηγιών χρήσης του, για χορήγηση ροών από 5 L/min έως και 70 L/min, ανάλογα τον θερμαινόμενο υγραντήρα που χρησιμοποιείται.
3. Η πλευρά που συνδέεται με τον ασθενή να διαθέτει θηλυκό συνδετικό, διαμέτρου 15 χιλιοστών.
4. Η πλευρά που συνδέεται στο κύκλωμα να έχει συνδετικό που να επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση του συνδετικού τραχειοστομίας είτε σε κυκλώματα ασθενών για συσκευές χορήγησης θεραπείας υψηλής ροής σειράς Airvo, ή και σε κυκλώματα ασθενών για θερμαινόμενους υγραντήρες MR850 και F&P 950. Να αποδεικνύεται η δυνατότητα σύνδεσης του υλικού με τις παραπάνω συσκευές στις οδηγίες χρήσης του.
5. Ο ενδιάμεσος σωλήνας του συνδετικού να είναι σχεδιασμένος από υλικό με μικροκυψελίδες που να επιτρέπει στους υδρατμούς να διαχέονται μέσω του τοιχώματος του σωλήνα μειώνοντας τον σχηματισμό κινούμενου συμπυκνώματος στο συνδετικό τραχειοστομίας ασθενούς.
6. Να διαθέτει περιστρεφόμενο προστατευτικό πτυέλων.
7. Να διαθέτει ιμάντα στήριξης του συνδετικού τραχειοστομίας στο λαιμό του ασθενούς.
8. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε έναν ασθενή, για έως και 14 ημέρες.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ" at the top and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ" at the bottom, with some illegible text in the center.