

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ Dermatology Profile IgG

### **Dermatology Profile IgG**

Πλήρες kit ELISA 96 tests, για τον ημιποσοτικό ταυτόχρονο προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι έξι διαφορετικών αντιγόνων (BP180-NC16A-4X, BP230-CF, desmoglein 1, desmoglein 3, envoplakin, collagen type VII ξεχωριστά) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το kit να περιέχει ορό αναφοράς και αρνητικό μάρτυρα για ημιποσοτικό προσδιορισμό, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Τα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Να διαθέτει CE και IVD σήμανση.

**Να κατατεθεί δείγμα σε περίπτωση που δεν έχει δοκιμαστεί από το εργαστήριο.**

*Συσκευασία των 96 tests*

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ Acetylcholine receptor IgG

### Acetylcholine receptor IgG

Πλήρες kit ELISA 96 tests, για τον ποσοτικό προσδιορισμό IgG αυτοαντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το αντιδραστήριο θα πρέπει να έχει προσδεδεδεμένο στις μικροπλάκες ως αντιγόνο, ανασυνδυασμένους υποδοχείς ακετυλοχολίνης εμβρύων ή ενηλίκων, προερχόμενοι από HEK κύτταρα. Το kit να περιέχει 4 πρότυπα (standards 0,25 / 0,75 / 2,5 / 8 nmol/l) για ποσοτικό προσδιορισμό, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Τα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Να διαθέτει CE και IVD σήμανση.

**Να κατατεθεί δείγμα σε περίπτωση που δεν έχει δοκιμαστεί από το εργαστήριο.**

*Συσκευασία των 96 tests*

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ANCA Profile IgG

### **ANCA Profile IgG**

Πλήρες kit ELISA 96 tests, για τον ημιποσοτικό ταυτόχρονο προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι έξι διαφορετικών αντιγόνων (proteinase 3, MPO, elastase, cathepsin G, BPI, lactoferrin ξεχωριστά) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Το kit να περιέχει ορό αναφοράς για ημιποσοτικό προσδιορισμό, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Τα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι. Να διαθέτει CE και IVD σήμανση.

**Να κατατεθεί δείγμα σε περίπτωση που δεν έχει δοκιμαστεί από το εργαστήριο.**

*Συσκευασία των 96 tests*