

Lugol, stabilized solution 2.5L

1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Έτοιμο διάλυμα σταθεροποιημένου Lugol, με πυκνότητα 1,035.
- Να είναι κατάλληλο για τη χρώση Gram.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο και να μπορεί να τοποθετηθεί σε σταγονομετρικό φιαλίδιο.
- Να βρίσκεται σε συσκευασία των 2,5L.
- Να αποθηκεύεται στους 15-25°C και να έχει σταθερότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Να φέρει IVD CE Mark.
- Να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή των Crystal violet oxalate και Safranin για λόγους σωστού τελικού αποτελέσματος.

ΣΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΕΡΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΤΣΑΤ 3622/ΑΜΚΑ: 04105803664

Safranine 2.5L**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Έτοιμο διάλυμα Safranine.
- Να είναι κατάλληλο για τη χρώση Gram.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο και να μπορεί να τοποθετηθεί σε σταγονομετρικό φιαλίδιο.
- Να βρίσκεται σε συσκευασία των 2,5L.
- Να αποθηκεύεται στους 15-25°C και να έχει σταθερότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Να φέρει IVD CE Mark.
- Να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή των Crystal violate oxalate και Lugol για λόγους σωστού τελικού αποτελέσματος.



Crystal violet oxalate 2.5L**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Έτοιμο διάλυμα Crystal Violet 3-5%.
- Να είναι κατάλληλο για τη χρώση Gram.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο και να μπορεί να τοποθετηθεί σε σταγονομετρικό φιαλίδιο.
- Να βρίσκεται σε συσκευασία των 2,5L.
- Να αποθηκεύεται στους 15-25°C και να έχει σταθερότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Να φέρει IVD CE Mark.
- Να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή των Lugol και Safranine για λόγους σωστού τελικού αποτελέσματος.

ΣΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΤΣΑΥ: 56221 ΑΜΗΡ: 04105803664