

0999001009000648 / -647

Καλώδιο επέκτασης για προσωρινή βηματοδότηση

«Καλώδιο επέκτασης για προσωρινή βηματοδότηση με επικαρδιακά ηλεκτρόδια». Συσκευασμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία για ασφαλή και άμεση χρήση. Το μήκος του καλωδίου να επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση με προσωρινό βηματοδότη MAQUET. Η μία άκρη του καλωδίου καταλήγει σε δύο βιδωτές (0,5-2mm) υποδοχές για σύνδεση στον ασθενή (επικαρδιακά ηλεκτρόδια) και η άλλη πλευρά καταλήγει σε ακροδέκτες 2mm κατάλληλους για προσωρινό βηματοδότη MAQUET.”

“Καλώδιο επέκτασης για προσωρινή βηματοδότηση ». Συσκευασμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία για ασφαλή και άμεση χρήση. Το μήκος του καλωδίου επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση με προσωρινό βηματοδότη ή προγραμματιστή σε ασφαλή απόσταση από το αποστειρωμένο πεδίο. Η μία άκρη του καλωδίου καταλήγει σε δύο μονωμένα alligator clips για σύνδεση στον ασθενή και η άλλη πλευρά καταλήγει σε ακροδέκτες 2mm κατάλληλους για προσωρινό βηματοδότη MAQUET.”

Έλαβα γνώση

ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
5001/Α
16423355