

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

1. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ – ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ

- Να είναι ευλύγιστος και η μέτρηση να γίνεται πιεζοηλεκτρικά από micro chip και το σημείο μέτρησης να αποτρέπει τη φραγή κατά την εμφύτευσή του.
- Ο καθετήρας να έχει μικρή διάμετρο (1,3 mm) ώστε να είναι το δυνατόν λιγότερο επεμβατικός.
- Να έχει μέγιστη απόκλιση επί της μέτρησης (drift) μικρότερη από το 1 mm σε μία εβδομάδα.
- Να είναι συμβατός με αξονικό και μαγνητικό τομογράφο.
- Να παρέχει αξιόπιστη μέτρηση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την εμφύτευσή του.

2. ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

3. ΦΡΕΖΑ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Διαθέσιμη σε διάμετρο 2,7 και 5,8 mm.