

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**  
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων  
Διευθύντρια : Δρ. Ελένη Περγάντου  
Τηλέφωνο : 213-2013767, 213-2013756

Αθήνα, 25/02/2026

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΑQ DNA POLYMERASE, CLONED**

- Να είναι θερμοσταθερή TaqDNA polymerase.
- Να είναι ανασυνδυασμένη και να έχει δραστηρότητες 5' to 3' DNA πολυμεράσης (5' to 3' DNA polymerase activity) και 5' to 3' εξονουκλεάσης (5' to 3' exonuclease activity).
- Να χρησιμοποιείται για ενίσχυση τμημάτων DNA μήκους 5 kb.
- Να έχει συγκέντρωση 5U/μL και να συνοδεύεται από κατάλληλο 10x ρυθμιστικό διάλυμα και 50 mM ξεχωριστό διάλυμα MgCl<sub>2</sub>.
- Να προσφέρεται σε συσκευασία 500 units (για 500 αντιδράσεις).