

Εμποτισμένα Απολυμαντικά και Καθαριστικά Πανάκια ευρείας χρήσης δραστικά κατά Sars Cov 2 σε χρόνο $\leq 30\text{sec}$ σε πακέτο περίπου 200 τεμαχίων.

- Να είναι δραστικά κατά ευρέως φάσματος μικροβίων, ειδικά να επιτυγχάνουν σε βρόμικες συνθήκες καταστροφή:
 - $\geq 4\log$ σε χρόνο $\leq 10\text{sec}$ κατά του Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) και των κύριων Gram (-) βακτηριακών παθογόνων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa,
 - $\geq 6\log$ σε χρόνο $\leq 2\text{min}$, κατά του Mycobacterium bovis,
 - $\geq 2\log$ σε χρόνο $\leq 30\text{sec}$ κατά του στελέχους H5N1 και κατά Sars-CoV-2 σε χρόνο $\leq 30\text{sec}$ (να κατατεθεί η σχετική μελέτη).
- Να είναι φιλικά στις επιφάνειες Ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών - να κατατεθεί ενδεικτική λίστα, στην οποία να περιέχονται υλικά όπως υπέρηχοι, στρώματα, αντλίες έγχυσης, θερμομέτρα, αναπνευστήρες κτλ.
- Να συνοδεύονται από επιτοίχιες βάσεις για τοποθέτηση κοντά στα σημεία χρήσης.
- Να φέρονται σε συσκευασία περίπου 200τμχ, διαστάσεων πανιού 20cmx28cm +/-1cm , που επιτρέπει την αφαίρεση των πανιών ένα-ένα χωρίς να προεξέχει από την συσκευασία τμήμα από τα πανιά που απομένουν εντός αυτής για την αποφυγή στεγνώματος των πανιών & πιθανής επιμόλυνσής τους και να κλείνει η συσκευασία με κλείστρο ασφαλείας τύπου FLIP-TOP. Να αποδεικνύεται ότι διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους για χρονικό διάστημα 6 μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Να είναι Ιατροτεχνολογικό προϊόν με CE.