

**Προδιαγραφές για ανταλλακτικό νερό και
συνδετικό.**

Σύστημα νεφελοποίησης AQUA PAC αποστειρωμένο νερό των 300-400ml με συνδετικό νεφελοποίησης με διαβάθμιση του O_2 επι της %.

Να είναι μιας χρήσης και να προσαρμόζεται στο επιτοίχιο ροόμετρο O_2 .

Προδιαγραφές με ρινική κάνουλα

Σύστημα υγραποίησης AQUA PAC αποστειρωμένο νερό των 300-400ml με συνδετικό ύγρανσης ώστε να προσαρμόζεται το σύστημα χορήγησης O₂ με ρινική κάνουλα (γυαλάκια). Να είναι μιας χρήσης και να προσαρμόζεται στο επιτοίχιο ροόμετρο O₂.