

Aquaporin 4

Δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού για την ανίχνευση IgG αυτοαντισωμάτων έναντι της Υδατοπορίνης 4 (Aquaporin 4) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα ή ENY. Το kit να περιέχει πλακίδια που θα φέρουν συνδυασμό 2 υποστρωμάτων (2 διακριτές κηλίδες στο ίδιο πεδίο) γονιδιακά εμβολιασμένων με το αντιγόνο και μη εμβολιασμένων κυττάρων EU 90, και να είναι σταθερά προσδεδεμένα με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, μέσω τεχνικής με Biochips. Η συσκευασία να είναι των 50tests, να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, conjugate, mounting medium, στερεωτικό μέσο, wash buffer και καλυπτρίδες) και να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE σήμανση και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε. Να προσφερθεί δείγμα για τον έλεγχο του αντιδραστηρίου από το εργαστήριο σε περίπτωση που το kit δεν έχει ξανά χρησιμοποιηθεί.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΣΤΗΡΙΑ ΕΣΥ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΤ/Τ Σ